

GUM Wosk ortodontyczny neutralny



Cena: 7,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	wosk
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wskazania: dla użytkowników stałych aparatów ortodontycznych. Pomaga zapobiegać bolesnym owrzodzeniom oraz działa łagodząco na podrażnienia policzków i dziąseł.

Opis produktu: Wosk ortodontyczny Sunstar Gum Ortho pokrywając ostre druty aparatu czy zamki chroni policzki i dziąsła przed zranieniem i podrażnieniem. W przypadku już istniejących podrażnień łagodzi je przynosząc ukojenie. Wosk jest fabrycznie pocięty na mniejsze fragmenty co ułatwia jego wygodną aplikację i utrzymanie jego higieny. Produkt rekomendowany przez lekarzy stomatologów.

Sposób użycia: Oderwij mały kawałek wosku i oklej nim drażniący fragment aparatu. Do opakowania dołączone jest lusterko, które ułatwia aplikację.